

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-recliner-p-1952.html>

Wózek inwalidzki specjalny RECLINER



Numer katalogowy

VCWK703

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności.

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylenia oparcia od pozycji siedzącej do leżącej,
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak),
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w miękką, grubą poduszkę,
- zabezpieczający pas biodrowy,
- demontowalne podnóżki z wyściełanym podparciem łydek, uchylne z regulacją kąta nachylenia,
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem,
- tylne kółka antywywrotne,
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- ciągi aluminiowe,
- stolik,
- pompka,
- kolor ramy: srebrny.

Szerokość siedziska	46 cm
Głębokość siedziska	46 cm
Wysokość wózka	121 cm
Wysokość wózka bez górnej części oparcia	94 cm
Wysokość oparcia	42 cm
Długość wózka	135 - 168 cm
Waga wózka	~23 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg
Słownik kodów	Dopłata

P.130

3000
