

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-recliner-plus-p-1954.html>

Wózek inwalidzki specjalny RECLINER PLUS



Numer katalogowy

VCWK7T

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki ogólnego zastosowania, domowy, spacerowy z funkcją toalety.

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylenia oparcia od pozycji siedzącej do leżącej,
- składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- siedzisko w kolorze czarnym, wykonane z tworzywa poliuretanowego lub nylonu,
- siedzisko dzielone z demontowalnym elementem umożliwiającym uzyskanie otworu sanitarnego,
- demontowalne podnóżki z wyściełanym podparciem tydek, uchylne z regulacją kąta nachylenia,
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem,
- tylne kółka antywywrotne,
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24'',
- ciągi aluminiowe,
- pojemnik sanitarny,
- stolik,
- pompka.

Szerokość siedziska	46 cm
Głębokość siedziska	46 cm
Wysokość wózka	120 cm
Szerokość wózka	69 cm
Długość wózka	136 cm
Szerokość wózka po złożeniu	32 cm
Waga wózka	28,5 kg
Maksymalne obciążenie	90 kg
Słownik kodów	Dopłata
P.130	3000

