

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-support-p-1955.html>

## Wózek inwalidzki specjalny SUPPORT



Numer katalogowy

**VCWK7CP**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności.

#### CECHY PRODUKTU:

- stabilna, stalowa, wzmocniona, stała rama,
- składane, profilowane oparcie,
- demontowalna, przeciwodleżynowa tapicerka wykonana z „pianki leniwej” zaopatrzona w nieprzemakalny pokrowiec,
- regulowana szerokość siedziska,
- płynna regulacja wysokości oparcia,
- płynna regulacja ustawienia kąta nachylenia siedziska wraz z oparciem oraz samego oparcia,
- uchylne i demontowalne podnóżki, wyposażone w możliwość płynnej regulacji kąta zgięcia, wysokości oraz wsparcie podudzi,
- możliwość zamiany ustawienia wysokości osi kół przednich,
- regulowane na wysokość demontowalne podłokietniki wykonane z miękkiego, komfortowego i łatwo zmywalnego materiału,
- płynna regulacja poziomu położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej,
- podwójny uchwyt do prowadzenia wózka,
- boczne kliny stabilizujące, regulowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej,
- regulacja wysokości uchwytów do prowadzenia wózka,
- regulowany na wysokość, demontowalny zagłówek (regulacja kąta nachylenia),
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi,
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości,
- przednie koła pełne, rozmiar 200x50,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24”,
- pompka.

	16"	18"
Szerokość siedziska	36 - 43 cm	45 - 50 cm

---

Głębokość siedziska	42 - 48 cm	42 - 48 cm
Wysokość wózka	96 cm	96 cm
Szerokość wózka	54,5 cm	64,5 cm
Długość wózka	108 cm	108 cm
Waga wózka	42 kg	42 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg	136 kg
Słownik kodów	Dopłata	
P.130	3000	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 16" , 18"