

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-stalowy-basic-p-1474.html>



## Wózek inwalidzki stalowy BASIC

Numer katalogowy **H011-B**

Producent **Timago**

### Opis produktu

Wózek przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

#### Cechy produktu:

- podłokietniki z funkcją uchylania
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 24"
- przednie koła pełne o średnicy 8"
- plastikowe ciągi
- uchylne podnóżki
- maksymalne obciążenie: 115 kg

#### Dodatkowe opcje:

- koła tylne pełne gumowe
- podnóżki z regulacją kąta zgięcia

#### Wyposażenie:

- taśma zabezpieczająca łydki
- pompka
- zestaw kluczy

#### Dane Techniczne

---

**Szerokość całkowita:** 61-67 cm  
**Szerokość wewnętrzna:** 43, 46, 48 cm  
**Głębokość całkowita:** 101 cm  
**Wysokość siedziska od podłoża:** 48 cm  
**Wysokość całkowita:** 90 cm (86,5 cm)  
**Wysokość podłokietnika:** 25 cm  
**Wymiary siedziska:** 42, 45, 47, 50 cm x 40 cm  
**Waga:** 16,8-17,5 kg\*  
**Maksymalne obciążenie:** 115 kg  
**Szerokość po złożeniu:** 30 cm  
**Kolor ramy:** srebrny  
\*w zależności od szerokości siedziska  
+/- 0,5 - 1 cm