

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-stalowy-p-1475.html>



## Wózek inwalidzki stalowy

Numer katalogowy **H011**

Producent **Timago**

### Opis produktu

Wózek przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

#### Cechy produktu:

- pas dla użytkownika
- podłokietniki z funkcją uchylania
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- aluminiowe ciągi
- szybkozłączka - funkcja szybkiego demontażu kół
- uchylne podnóżki
- maksymalne obciążenie: 115-135 kg

#### Dodatkowe opcje:

- koła tylne pełne gumowe
- krótki podłokietnik
- podnóżki z regulacją kąta zgięcia
- hamulec dla osoby prowadzącej

#### Wyposażenie:

- taśma zabezpieczająca łydki
- pompka

- 
- zestaw kluczy

**Szerokość całkowita:** 57-67 cm

**Szerokość wewnętrzna:** 40, 43, 46, 48, 51 cm

**Głębokość całkowita:** 104 cm

**Wysokość siedziska od podłoża:** 50 cm

**Wysokość całkowita:** 91 cm (88 cm)

**Wysokość podłokietnika:** 25 cm

**Wymiary siedziska:** 39, 42, 45, 47, 50 cm x 40 cm

**Waga:** 18,6-21 kg\*

**Maksymalne obciążenie\*:**

115 kg do rozm. 48 cm, 135 kg do rozm. 51\*

**Szerokość po złożeniu:** 30 cm

**Kolor ramy:** srebrny, czarny, ciemnoniebieski

\*w zależności od szerokości siedziska

+/- 0,5 - 1 cm