

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-stalowy-p-1475.html>



Wózek inwalidzki stalowy

Numer katalogowy **H011**

Producent **Timago**

Opis produktu

Wózek przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:

- pas dla użytkownika
- podłokietniki z funkcją uchylania
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- aluminiowe ciągi
- szybkozłączka - funkcja szybkiego demontażu kół
- uchylne podnóżki
- maksymalne obciążenie: 115-135 kg

Dodatkowe opcje:

- koła tylne pełne gumowe
- krótki podłokietnik
- podnóżki z regulacją kąta zgięcia
- hamulec dla osoby prowadzącej

Wyposażenie:

- taśma zabezpieczająca łydki
- pompka

-
- zestaw kluczy

Szerokość całkowita: 57-67 cm

Szerokość wewnętrzna: 40, 43, 46, 48, 51 cm

Głębokość całkowita: 104 cm

Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm

Wysokość całkowita: 91 cm (88 cm)

Wysokość podłokietnika: 25 cm

Wymiary siedziska: 39, 42, 45, 47, 50 cm x 40 cm

Waga: 18,6-21 kg*

Maksymalne obciążenie*:

115 kg do rozm. 48 cm, 135 kg do rozm. 51*

Szerokość po złożeniu: 30 cm

Kolor ramy: srebrny, czarny, ciemnoniebieski

*w zależności od szerokości siedziska

+/- 0,5 - 1 cm