

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-stalowy-p-1476.html>

Wózek inwalidzki stalowy



Numer katalogowy **FS 209AE-61**

Producent **Timago**

Opis produktu

Wózek przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. **Zalecany osobom o wadze do 135 kg**

Cechy produktu:

- łamane tylne oparcie
- podłokietniki w wersji krótkiej z funkcją demontażu
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- stalowe ciągi
- szybkozłączka - funkcja szybkiego demontażu kół
- uchylne podnóżki
- rama ze stabilizacją poprzeczną oraz
- podwójnym krzyżakiem
- maksymalne obciążenie: 135 kg

Wyposażenie:

- taśma zabezpieczająca łydki
- pompka
- zestaw kluczy

Szerokość całkowita: 78 cm

Szerokość wewnętrzna: 61 cm

Głębokość całkowita: 110 cm

Wysokość siedziska od podłoża: 55 cm

Wysokość całkowita: 95 cm (89 cm)

Wysokość podłokietnika: 23,5 cm

Wymiary siedziska: 57 cm x 44 cm

Waga: 21,8 kg

Maksymalne obciążenie: 135 kg

Szerokość po złożeniu: 35 cm

Kolor ramy: srebrny

+/- 0,5 - 1 cm