

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-stalowy-optimum-p-1650.html>



## Wózek inwalidzki stalowy OPTIMUM

Numer katalogowy	<b>AR-400</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Optimum jest nowoczesnym wózkiem stalowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii, posiadającym praktyczne i funkcjonalne wyposażenie standardowe. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz kół tylnych z „szybkozłączkami” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. „Szybkozłączki” to system do szybkiego demontażu kół tylnych (za pomocą jednego przycisku). Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie oraz dodatkowa poduszka gwarantują zarówno komfort użytkownika jak również możliwość utrzymania wózka w należytym stanie higienicznym.

Dzięki bogatemu wyposażeniu (uchylne i odpinane podłokietniki, uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządami ruchu.

### Informacje o produkcie:

- nowoczesny design, atrakcyjny wygląd
- składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenią
- siedzisko wyposażone w pas ułatwiający składanie
- miękka nylonowa dodatkowa poduszka do siedzenia
- uchylne i odpinane podłokietniki
- uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- ergonomiczne uchwyty dla opiekuna
- stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- hamulec dla pacjenta
- koła przednie bezobsługowe
- koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkozłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- kolor ramy: Srebrny metalic

### Parametry techniczne:

- **Maksymalne obciążenie:** 120 kg
- **Szerokość siedziska:** 41cm (16”), 43cm (17”), 46cm (18”), 48cm (19”), 50cm (20”)
- **Waga całkowita (średnia):** 18,5 kg

- 
- **Koła przednie:** 18 x 4,5 cm (7'' x 1-3/4'')
  - **Koła tylne:** pneumatyczne (pompowane) lub pełne: wymiary: 24'' x 1''
  - **Podłokietniki:** uchylne, odpinane, materiał PU
  - **Podnóżki:** zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
  - **Wymiary zewnętrzne całkowite:** 111x60-69x94cm