

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-stalowy-regular-p-1651.html>



Wózek inwalidzki stalowy REGULAR

Numer katalogowy	AR-405
Producent	ARmedical

Opis produktu

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. **Regular** jest nowoczesnym wózkiem stalowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie gwarantują zarówno komfort użytkownika jak również możliwość utrzymania wózka w należytym stanie higienicznym.

Dzięki praktycznym funkcjom (uchylne podłokietniki, uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządkiem ruchu.

Informacje o produkcie:

- nowoczesny design, atrakcyjny wygląd
- składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenią
- uchylne podłokietniki
- uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- podnóżki wyposażone w dodatkowe pasy podtrzymujące stopy
- ergonomiczne uchwyty dla opiekuna
- stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- hamulec dla pacjenta
- koła przednie bezobsługowe
- koła tylne pneumatyczne lub pełne
- kolor ramy: Srebrny metallic

Parametry techniczne:

- **Maksymalne obciążenie:** 120 kg
- **Szerokość siedziska:** 41cm (16"), 43cm (17"), 46cm (18"), 48cm (19"), 50cm (20")

-
- **Waga całkowita (średnia):** 18 kg
 - **Koła przednie:** 20 x 5 cm (8" x 2")
 - **Koła tylne:** pneumatyczne (pompowane) lub pełne: wymiary: 24" x 1"
 - **Podłokietniki:** uchylne, materiał Nylon
 - **Podnóżki:** zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
 - **Wymiary zewnętrzne całkowite:** 111x60-69x94cm