

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-titanum-wykonany-ze-stopow-lekkich-p-1936.html>

Wózek inwalidzki TITANUM wykonany ze stopów lekkich

Numer katalogowy	VCWK9AT
Producent	Vitea Care

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:

- Składana rama aluminiowa na krzyżaku.
- Uchylne demontowalne podnóżki.
- Regulacja długości podnóżka. Regulacja kąta nachylenia platformy podnóżka.
- Podnóżki wyposażone w zapiętki.
- Możliwość zmiany środka ciężkości (balansu) oraz wysokości siedziska.
- Możliwość zmiany ustawienia kąta siedziska.
- Elementy odblaskowe na kołach tylnych.
- Zabezpieczający pas biodrowy. Pas łydkowy.
- Tylny kółka przeciwywrotowe.
- Uchylne i demontowalne podłokietniki ułatwiające przesiadanie.
- Składane ręczki hamulca ułatwiające przesiadanie.
- Hamulec z regulacją siły docisku. Kolor ramy: srebrny metalik. Tapicerka czarna nylonowa.
- Możliwość zmiany wysokości kół przednich i tylnych oraz regulacji głowicy widelca koła przedniego.
- Koła tylne o średnicy 24" wyposażone w system szybkiego demontażu.
- Możliwość wyboru tylnych kół pompowanych i pełnych.
- Koła przednie pełne o średnicy 8".
- Masa wózka 14kg.
- Występuje również w wersji STAB z podwyższeniem pleców o 30 cm.

Rozmiar

	16"	17"	18"	20"
Szerokość siedziska	40 cm	43 cm	45 cm	51 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
Szerokość wózka	62,5 cm	65 cm	67,6 cm	70,1 cm
Długość oparcia	44 cm	44 cm	44 cm	44cm
Wymiary wózka po złożeniu	33x95x80 cm	33x95x80 cm	33x95x80 cm	33x95x80 cm

Waga wózka	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg
Maksymalne obciążenie	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 16" , 17" , 18" , 20"