

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:04

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-toaletowy-at51023-ca-603ca609-p-6205.html>

Wózek inwalidzki toaletowy - AT51023 (CA 603/CA609)



Numer katalogowy	AT51023 (CA 603/CA609)
Producent	Antar

Opis produktu

AT51023(CA603/CA609) Wózek inwalidzki toaletowy

Wózek inwalidzki toaletowy, składany, z kołami tylnymi o średnicy 57cm, umożliwiającymi samodzielne przemieszczanie się użytkownika. Wózek wyposażony jest w wyjmowane siedzisko oraz pojemnik toaletowy. Podłokietniki są zdejmowane.

Wysokość siedziska od podłogi: 48cm

Maksymalna masa użytkownika: 100kg

Masa wózka: 17 kg

Szeokość całkowita: 65 cm

Szerokość siedziska: 43 cm

Głębokość siedziska: 42 cm

Średnica tylnych kół: 57 cm

Średnica przednich kół: 20 cm