

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-toaletowy-p-1477.html>

## Wózek inwalidzki toaletowy



Numer katalogowy **FS 681 / FS 681U**

Producent **Timago**

### Opis produktu

Wózek pełni funkcję toaletową dzięki pojemnikowi sanitarnemu umieszczonemu pod siedziskiem. Ułatwia codzienną higienę pacjentów. Wózek może być obsługiwany samodzielnie lub przez osobę towarzyszącą. **Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń.**

### Cechy produktu:

- siedzisko **pełne zdejmowane** z deską sedesową (**FS681**)
- siedzisko **z klinem wyciągane** bez deski sedesowej (**FS681U**)
- wyciągany pojemnik sanitarny
- podłokietniki z funkcją uchylenia
- hamulec postojowy
- tylne koła pełne gumowe o średnicy 22"
- przednie koła o średnicy 6"
- aluminiowe ciągi
- uchylne podnóżki
- maksymalne obciążenie: 100 kg

### Wyposażenie:

- taśma zabezpieczająca łydki
- zestaw kluczy
- pojemnik sanitarny

**Szerokość całkowita:** 60 cm

**Szerokość wewnętrzna:** 45 cm

**Głębokość całkowita:** 102 cm

**Wysokość siedziska od podłoża:** 51 cm

**Wysokość całkowita:** 90 cm (86 cm)

**Wysokość podłokietnika:** 21 cm

**Wymiary siedziska:** 44 cm x 44 cm

**Waga:** 19,6 kg

---

**Maksymalne obciążenie:** 100 kg  
**Szerokość po złożeniu:** 23 cm  
**Kolor ramy:** srebrny-chrom  
+/- 0,5 - 1 cm