

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-iwalidzki-aluminiowy-stabilizujacy-plecy-i-glowe-p-1483.html>



Wózek iwalidzki aluminiowy stabilizujący plecy i głowę

Numer katalogowy	FS 954 LGC
Producent	Timago

Opis produktu

Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Posiada siedzisko nylonowo – bawełniane w kolorze czarnym lub w kratę. Wózek wyposażony został w przedłużenie oparcia, kółka anty-wywrotne, poduszkę pod głowę oraz pasy stabilizujące. Posiada funkcje regulacji kąta nachylenia oparcia od 0-90 stopni oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki wykonane jako długie posiadają funkcję demontażu. Koła tylne 24" pompowane z plastikowym ciągiem, przednie pełne gumowe 8". **Wózek przeznaczony w szczególności dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.**

Cechy produktu:

- przedłużone oparcie z funkcją regulacji kąta nachylenia od 0° - 90°
- zagłówek zapinany na rzepy
- pas dla użytkownika
- podłokietniki z funkcją demontażu
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- plastikowe ciągi
- uchylne podnóżki regulowane pod kątem
- regulacja środka ciężkości na przednich kołach
- kółka anty-wywrotne
- maksymalne obciążenie: 100 kg

Wyposażenie:

- przedłużone oparcie
- poduszka stabilizująca głowę
- pompka
- zestaw kluczy

Szerokość całkowita: 63-68 cm

Szerokość wewnętrzna: 41, 46 cm

Głębokość całkowita: 125 cm

Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm

Wysokość całkowita: 118 cm - 121 cm

Wysokość podłokietnika: 23 cm

Wymiary siedziska: 40, 45 cm x 39 cm

Waga: 17-18 kg*

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Szerokość po złożeniu: 40 cm

Kolor ramy: srebrny

Kolor tapicerki: czarny, kratka

* w zależności od szerokości siedziska

+/- 0,5 - 1 cm