

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-iwalidzki-aluminiowy-stabilizujacy-plecy-i-glowe-p-1484.html>



## Wózek iwalidzki aluminiowy stabilizujący plecy i głowę

Numer katalogowy

**ALH 008**

Producent

**Timago**

### Opis produktu

Wózek przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. **Zalecany osobom z chorobami neurologicznymi.**

### Cechy produktu:

- przedłużone oparcie z funkcją regulacji kąta nachylenia od 0°-90°
- poduszka pod głowę oraz zdejmowana tapicerka
- hamulec bębnowy dla osoby prowadzącej
- czteropunktowy pas dla użytkownika
- podłokietniki z funkcją demontażu
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- plastikowe ciągi
- uchylne podnóżki regulowane pod kątem
- regulacja środka ciężkości na przednich kołach
- kółka anty-wywrotne regulowane
- rama wzmocniona stabilizacją poprzeczną i podwójnym krzyżakiem
- maksymalne obciążenie: 100 kg

### Wyposażenie:

- zagłówek
- tapicerka z poduszką stabilizującą głowę
- pompka
- zestaw kluczy

---

**Szerokość całkowita:** 70 cm  
**Szerokość wewnętrzna:** 46 cm  
**Głębokość całkowita:** 117 cm  
**Wysokość siedziska od podłoża:** 46 cm (48 cm)  
**Wysokość całkowita:** 124 cm (91 cm)  
**Wysokość podłokietnika:** 25 cm  
**Wymiary siedziska:** 45 cm x 40 cm  
**Waga:** 20,3 kg  
**Maksymalne obciążenie:** 100 kg  
**Szerokość po złożeniu:** 33 cm  
**Kolor ramy:** srebrny  
+/- 0,5 - 1 cm