

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-joystickowy-ichair-junior-1616-p-5742.html>



Wózek joystickowy ICHAIR JUNIOR 1.616

Numer katalogowy	1.616
Producent	Meyra

Opis produktu

Obszary zastosowań

- Sprawdzony pokojowo-terenowy model MC2 imponuje swoim siedziskiem i opcjami przystosowanymi dla dzieci
- Na zewnątrz: dobre zawieszenie tylne
- W pomieszczeniach: kompaktowy napęd ze zintegrowanymi kółkami antywywrotnymi sprawia, że wózkiem łatwo jest operować w ciasnych przestrzeniach
- Podnośnik 20 cm, opcjonalnie

Regulacja

- Regulacja szerokości siedziska od 30 do 44 cm za pomocą prostej teleskopowej płyty siedziskowej i osłon bocznych
- Regulacja głębokości siedziska od 30 do 40 cm
- Centralny podnóżek zapewnia ugięcie kolan pod kątem 90°
- Regulowane oparcie, wyprofilowane siedzisko i przygotowanie do systemów siedzisk zewnętrznych w zależności od indywidualnych potrzeb
- Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia o 40° (opcjonalnie)
- Efektywne złagodzenie nacisku dzięki elektrycznej regulacji kąta nachylenia siedziska o 22° i 30° w połączeniu z windą wózka (opcjonalnie)

OBŚŁUGA

- Przetestowane technologie VR2 i R-Net oferują niezrównaną skuteczność i wszechstronność
- 5 prędkości
- Kompaktowe wymiary i zawieszenie są w standardzie i zapewniają bezpieczną jazdę

Wyposażenie Dodatkowe

- Siedzisko mySeat
- Wieszak na bagaże
- Uchwyt na kole/laskę
- Pas bezpieczeństwa z klamrą
- Licznik przejechanych kilometrów
- Licznik czasu pracy
- Lusterko wsteczne
- Pas biodrowy
- Pokonywanie krawężników

-
- Pas przytrzymujący dla użytkownika