

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-joystickowy-ichair-xxl-1614-p-5741.html>

Wózek joystickowy ICHAIR XXL 1.614



Numer katalogowy	1.614
Producent	Meyra

Opis produktu

CECHY:

- wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach,
- prędkość 6 km/h,
- siedzisko profilowane ErgoSeat,
- koła przednie 9", tylne 12,5" z felgą aluminiową,
- akumulatory żelowe 73 Ah,
- oświetlenie,
- boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem,
- zdejmowane i odchylane podnóżki,
- ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska.

OPCJE:

- prędkość 10 km/h,
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia,
- różnorodność końcówek joysticka,
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD,
- pas bezpieczeństwa,
- zagłówek,
- stolik terapeutyczny.

Szerokość siedziska (cm)*	53-70	Maksymalna waga użytkownika	160-200 (kg)
Głębokość siedziska (cm)*	43-60	Dopuszczalne nachylenie zjazdu	15%
Wysokość oparcia (cm)*	53-57	Koło przednie (cm)	26×7
Długość podudzia (cm)*	37-51	Koło tylne (cm)	35,6×7,5
Wysokość podłokietników (cm)	17-28	Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	6
Wysokość siedziska przód (z/bez poduszki) (cm)*	53-63/46-56	Promień skrętu (cm)	95
Długość z podnóżkiem (cm)	115	Prędkość (km/h)	6/10

Długość bez podnóżka (cm)	85
Wymiary po złożeniu długość/min. wysokość (cm)	65
Waga wózka (kg)**	130

Moc silnika (W)	2×300/2×350
Zasięg (km)***	maks. 35

Maksymalny ciężar bagażu (kg) 10

* Siedzisko ErgoSeat

** Bez zagłówka i podłokietników

*** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73 Ah (20godz)