

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-joystickowy-nemo-1595913-p-5744.html>



Wózek joystickowy NEMO 1.595.913

Numer katalogowy **1.595.913**

Producent **Meyra**

Opis produktu

CECHY:

- produkt, dzięki swoim możliwościom oraz funkcjom zaliczany jest zarówno jako Urządzenie Multifunkcyjne (pozycja siedząca, leżąca oraz pionizacja) natomiast mocne silniki, rozmiar kół pozwala zaliczyć NEMO do wózków elektrycznych pokojowo-terenowych.

OPCJE:

- sterowanie dla opiekuna,
- szeroka gama pelot i elementów stabilizujących,
- różnorodność końcówek joysticka,
- stolik terapeutyczny.

Szerokość siedziska (cm)	32-54	Wysokość bez zagłówka (cm)	113
Głębokość siedziska (cm)	43-55	Maksymalna waga użytkownika (kg)	100
Wysokość siedziska (cm)	56-86	Minimalna waga wózka (kg)	185
Kąt nachylenia siedziska i oparcia	25°	Wymiary po złożeniu (długość/szerokość/wysokość (cm))	95/66/105
Wysokość oparcia (cm)	58	Koło przemie/koło tylne (cm)	35,6×8,4/23×7
Kąt odchylenia oparcia	90°-150°	Zasięg (km)*	35
Długość podudzia (cm)	28-45	Prędkość (km/h)	6
Wysokość podłokietników (cm)	20-23,5	Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	7
Długość z podnóżkiem (cm)	120	Promień obrotu (cm)	70
Szerokość wózka (cm)	66	Maksymalny ciężar bagażu (kg)	10

* Przy 6 km/h