

## Wózek Modi Buggy



Numer katalogowy	<b>13308</b>
Producent	<b>LIW Care</b>

### Opis produktu

#### Modi Buggy

MODI Buggy jest wózkiem inwalidzkim specjalnym dziecięcym. Przeznaczony jest do przewożenia dzieci o wzroście do 130 cm. Wózek ułatwia codzienną opiekę nad dziećmi wymagającymi transportu, a których schorzenia uniemożliwiają samodzielne poruszanie się oraz poprawne siedzenie. MODI Buggy oferuje szeroki zakres niezbędnych regulacji oraz bardzo bogate standardowe wyposażenie. Stworzyliśmy produkt, który w czasie miłych chwil spędzonych na spacerze gwarantuje doskonałą stabilizację tułowia, głowy oraz miednicy. Wierzymy, że utrwalanie prawidłowej pozycji siedzącej jest ważne w każdej wolnej chwili. MODI Buggy jest w tym ekspertem.

#### Nasza nowość Modi Buggy MINI — wózek dla dzieci od szóstego miesiąca życia.

Produkt jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od stycznia 2014 roku urządzenie można nabyć jako wyrób medyczny typu wózek inwalidzki specjalny dziecięcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

#### Cechy Modi Buggy

Wózek MODI Buggy charakteryzuje doskonała stabilizacja tułowia młodego pasażera. Każdy nasz produkt ma być „ekspertem” w korygowaniu wad postawy bez względu na to, czy siedzimy w domu, szkole, czy jedziemy na spacer do parku. Wybierając się na przejażdżkę wózkiem MODI Buggy o wygodny transport dziecka przy zachowaniu biernej korekcji wad postawy zadbają:

- siedzisko z regulacją głębokości i szerokości
- oparcie pleców o regulowanej wysokości od 44,5 cm do 65 cm
- podparcie lędźwiowe - możliwość regulacji podparcia pleców (dostępne wyłącznie w rozmiarze MINI)
- pasy odwodzące oraz kamizelka
- regulowany kąt oparcia pleców
- regulowany kąt siedziska (tilt)
- niezależna regulacja każdej z pelot: biodrowe, piersiowe oraz głowy
- regulowany podnózek w trzech płaszczyznach.
- barierka ochronna.

O komforcie pasażera zdecydują również obracane siedzisko, budka ochronna, parasolka, śpiwór oraz folia przeciwdeszczowa.

---

Wygodę opiekuna zapewnią regulowana rączka do prowadzenia, hamulec postojowy, koszyk podramowy na zakupy oraz torba.

## Dla kogo? Modi Buggy

Wyrób medyczny MODI Buggy przeznaczony jest dla dzieci o wadze do 30 kg z porażeniami i niedowładami trzy lub cztero kończynowymi, przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.

### Produkt doskonale sprawdzi się dla pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:

- mózgowe porażenie dziecięce
- dystrofie mięśniowe
- porażenia różnego pochodzenia
- rozczep kręgosłupa
- przepukliny oponowo rdzeniowe
- stany po urazach kręgosłupa
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po udarach
- wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

## Akcesoria Modi Buggy

### Kamizelka

Wygodne zapięcie i dobra stabilizacja tułowia.

### Pasy odwodzące

Ustawienie kończyn dolnych w optymalnej pozycji.

### Podnóżek

Możliwość regulacji podnóżka w trzech płaszczyznach.

### Barierka ochronna

Gwarantuje bezpieczeństwo małego pasażera.

## Do pobrania Modi Buggy

- [Dane techniczne](#)
- [Deklaracja CE](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Próbnik kolorów](#)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Baffin eko , Baffin koral , Baffin srebrny , Baffin turkus