

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 21:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-reczny-dla-dzieci-925-p-1367.html>

Wózek ręczny dla dzieci 925



Numer katalogowy	925
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Wózek dla dzieci stalowy,

- koła na szybkozłączce,
- aluminiowe ochroniacze,
- podnózek jednopłytowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 29 , 35

Kolor ramy (c): C8 żółty , C9 niebieski

Kolor tapicerki (c): czarny nylon