

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-reczny-dla-osob-bardzo-ciezkich-v100xxl-p-1327.html>



Wózek ręczny dla osób bardzo ciężkich V100XXL

Numer katalogowy	V100XXL
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Wózek stalowy , konfigurowalny. Konstrukcja umożliwia zmianę paru istotnych parametrów jak: głębokość siedziska, wysokość siedziska od podłoża, wysokość i głębokość podparcia pod łokieć. Wózek gwarantuje obciążenia 175 kg. Wózek spełnia wysokie wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatami, niemieckim TUV oraz francuskim CERAH jak również przeszedł pomyślnie CRASH test i spełnia normę ISO 7176-19.

3 wysokości siedziska od podłoża,

2 głębokości siedziska,

3 wysokości podparcia pod łokieć,

3 głębokości podparcia pod łokieć.

UWAGA! Jeżeli osoba waży powyżej 100 kg , powinno zamówić się wózek z kołami bezdętkowymi. Natomiast jeżeli pacjent waży powyżej 120kg dodatkowo powinno się rozważyć zastosowanie tapicerki ortopedycznej L34L35. Jest to siedzisko i oparcie tapicerowane na podstawie drewnianej, które gwarantują odpowiednią wytrzymałość a dodatkowo gwarantują prawidłową stabilizację.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki (c): czarny nylon

Szerokość siedziska: 53 , 56 , 60

Kolor ramy (c): C59 szampański