

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-reczny-dla-osob-ciezkich-28-p-1328.html>

## Wózek ręczny dla osób ciężkich 28



Numer katalogowy	<b>28</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Wózek o wzmocnionej konstrukcji na podwójnym krzyżaku. Dedykowany dla osób o wadze do 150 kg.

**UWAGA!** Jeżeli osoba waży powyżej 100 kg , powinno zamówić się wózek z kołami bezdętkowymi. Natomiast jeżeli pacjent waży powyżej 120kg dodatkowo powinno się rozważyć zastosowanie tapicerki ortopedycznej L14L15. Jest to siedzisko i oparcie tapicerowane na podstawie drewnianej, które gwarantują odpowiednią wytrzymałość a dodatkowo gwarantują prawidłową stabilizację.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość siedziska:** 39 , 44 , 50 , 55

**Kolor ramy (c):** C20 niebieski

**Kolor tapicerki (c):** czarny nylon