

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-rehabilitacyjny-dla-dzieci-z-zaburzeniami-rozwoju-easys-advantage-p-1573.html>



Wózek rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju EASyS Advantage

Numer katalogowy **EASyS Advantage**

Producent **Timago**

Opis produktu

Wózek **EASyS Advantage** wyposażony w ramę i siedzisko spełnia **wymogi nowoczesnej ergonomii**, posiada możliwość regulacji i precyzyjnego dopasowania w obrębie tułowia, bioder, kolan i stóp. Zapewnia stabilizację i stwarza **warunki dla maksymalnego komfortu**.

System Centralnej Amortyzacji siedziska zapewnia dziecku doskonałą wygodę na nierównej powierzchni, a także wpływa na **bezpieczeństwo** maksymalnie absorbując wstrząsy. System posiada blokadę amortyzacji, dlatego wózek nadaje się dla dzieci z różnymi schorzeniami.

Wózek wyposażony w unikalny **system BSS® – System Zbilansowanego Bezpieczeństwa**, który zapewnia stałe położenie środka ciężkości wózka, w różnych ustawieniach pozycji siedziska (siedząca, półleżąca, leżąca), dzięki któremu wózek jest **niezwykle stabilny**. Stabilność utrzymuje również w przypadku ustawienia siedziska przodem do prowadzącego, sprawiając, że wózek jest nie tylko **bezpieczny**, ale i **poręczny**.

Rama wyposażona w tylne, pełne koła oraz przednie z możliwością ustawienia ich jako skrętne, dzięki czemu wózek jest bardzo **zwrotny i łatwy w prowadzeniu**. Dodatkowym atutem przednich, skrętnych kół z blokadą jest możliwość prowadzenia w każdym, nawet trudnym terenie. **Tkaniny spełniające najwyższe wymagania** dziecka, oddychające i nie zawierające związków toksycznych.

Wózek **EASyS Advantage** dostępny jest w dwóch rozmiarach **Advantage 1** oraz **Advantage 2**

Cechy:

- Łatwe składanie i szybka zmiana kierunku ustawienia siedziska – bez narzędzi
- siedzisko przodem do kierunku jazdy
- siedzisko przodem do rodzica
- Pozycja leżąca pod kątem 180 stopni, bezpieczna dzięki systemowi BSS®, dedykowana dzieciom, które często muszą być transportowane w takim ułożeniu
- Bardzo gruba tapicerka zapewnia wysoki komfort użytkownika, a w razie potrzeby można ją wymienić
- Łatwy system ściągnięcia siedziska EASyS Click Fix
- Blokada transportowa zabezpiecza przed niepożądanym rozkładaniem, np. podczas umieszczania

wózka w samochodzie

- Regulacja głębokości i szerokości pod siedziskiem -bez narzędzi
- Precyzyjne dopasowanie w obrębie tułowia, bioder, kolan i stóp
- Łatwa regulacja kąta zgięcia kolana
- Miękkie zawieszenie absorbuje wstrząsy i zapewnia przyjemność z prowadzenia wózka
- Wygodny w obsłudze, dobrze widoczny dzięki czerwonemu kolorowi hamulec
- Obracane, przednie koła z blokadą
- Odblaskowe zdobienia na tapicerce
- Nowo zaprojektowany podnóżek nadaje sportowy wygląd
- Dużo miejsca do przechowywania pod siedzeniem:

- koszyk (w zestawie)
- obszerna tacka (opcjonalnie)

Akcesoria do wyboru

- Poręczna tacka na akcesoria medyczne, np. butlę z tlenem lub aparaturę odsysającą
- Pałak i elastyczna uprząż piersiowa dla wygodnej i bezpiecznej pozycji górnej części ciała
- Klin odwodzący dla prawidłowej pozycji ud
- Wygodny śpiworek wyściełany od wewnątrz lub w wersji zimowej-ocieplonej
- Poręczna stopka ułatwiająca pokonywanie krawężników i innych przeszkód
- Torba na akcesoria umożliwia przechowywanie wszystkich potrzebnych małych rzeczy
- Elastyczne, boczne peloty podtrzymujące i 4-punktowy pas miednicowy dla stabilizacji górnej części ciała i miednicy

	EASyS Advantage1	EASyS Advantage 2	Dane techniczne	EA
Dane techniczne (siedzisko)				
Głębokość siedziska	19 - 30 cm	27 - 38 cm	Reg. kąta nachylenia siedziska	
Szerokość siedziska	19 - 31 cm	25 - 37 cm	przodem do kierunku jazdy	
Wysokość siedziska	47 cm	46 cm	Reg. kąta nachylenia siedziska	
Wysokość oparcia	41,5 - 68 cm	55 - 74 cm	przodem do rodzica	
Regulacja wysokości podnóżków	17,5 - 29 cm	21 - 37 cm	Wysokość uchwytu dla prowadzącego	
Reg. kąta zgięcia w stawach biodrowych	90° - 180°	90° - 180°	Średnica koła przedniego	
Reg. kąta zgięcia w stawach kolanowych	90° - 180°	90° - 180°	Średnica koła tylnego	
Reg. kąta zgięcia w stawach skokowych	78° - 100°	78° - 100°	Waga ramy	
Kąt rozłożenia siedziska	180°	180°	Maks. obciążenie koszyka	
Wymiary peloty udowej	23 x 12 cm	30 x 15 cm	Maks. obciążenie (z siedziskiem)	
			Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.)	99
			Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.)	8

Wymiary podnóżków	28 x 18 cm	32 x 21 cm
Waga siedziska	9 kg	10.4 kg
Maksymalne obciążenie	35 kg	40 kg