

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-rehabilitacyjny-z-funkcja-stymulacji-nerwowej-twist-p-1575.html>



## Wózek rehabilitacyjny z funkcją stymulacji nerwowej TWIST

Numer katalogowy	<b>TWIST</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Wózek TWIST EASyS** składa się z ramy i specjalnego siedziska spełniającego wszelkie wymagania w zakresie regulacji w obrębie bioder, kolan i stóp. Rama wyposażona jest w tylne, pełne koła oraz przednie z możliwością ustawienia ich jako skrętne lub zablokiowane na wprost.

Wózek spełnia wymagania ergonomii: jest **zwrotny, lekki, łatwo się składa**. Unikalnym i nie spotykanym dotąd w wózkach dziecięcych rozwiązaniem jest wykorzystanie siedziska jako elementu nie tylko przytrzymującego ale również wpływającego na **rozwój układu nerwowego dziecka**. Dzieje się to za pomocą sprężynowych elementów wykonanych z PCV i włókna szklanego zamontowanych na kolumnie przypominającej kształtem kręgosłup. Elementy te wpływają na odczucia dziecka stwarzając mu **niespotykany** dotąd **komfort** podparcia. Dodatkowo elementy poprzez możliwość regulacji w płaszczyźnie czołowej i poziomej, a także regulacji twardości sprężyn wpływają na **wyrównanie napięcia mięśni** na plecach, tzw. Gorset mięśniowy, który niejednokrotnie jest zaburzony (nierównomierny) w wadach kręgosłupa, np. skoliozie. Siedzisko nie ogranicza dziecka, pozwala na **swobodne ruchy**, gwarantuje **stabilność** dzięki ustabilizowaniu miednicy i wpływa na jego rozwój. Stwarza **świetne warunki dla dziecka** przy wykonywaniu wskazanych ćwiczeń rąk i dłoni. Wózek TWIST EASyS to nowy rozdział w rehabilitacji dziecięcej.

### Cechy:

- lekka, aluminiowa rama
- obracane, przednie koła z blokadą
- łatwy system ściągania siedziska EASyS Click Fix
- możliwość precyzyjnego dopasowania w obrębie tułowia, bioder, kolan i stóp
- ustawienie siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy
- łatwość regulacji
- system centralnej amortyzacji

- system zbilansowanego bezpieczeństwa BSS®
  - odporność na pochYLENIA
  - stymulacja sensoryczna dziecka
  - możliwość skorygowania wady postawy dziecka
  - możliwość wyrównania napięcia mięśni
  - peloty elastyczne nie ograniczające ruchów
  - materiały przyjazne dla dzieci
- dostępny w dwóch rozmiarach: TWIST EASyS 1 oraz TWIST EASyS 2
  - dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czerwony - szary i niebieski - szary
  - gazowa regulacja oparcia

<b>Komplet</b>	<b>TWIST 1</b>	<b>TWIST 2</b>
Siedzisko - kolor czerwony	6688/31	6788/31
Siedzisko - kolor niebieski	6688/41	6788/41
Rama - przednie koła obrotowe z blokadą	6201/1	6401/1
*Zagłówek standardowy (czerwony / niebieski)	6387/1   6387	6587/1   6587
* Pas miednicowy 2-punktowy	standard - 8420	standard - 8470
<b>Ramy - na zamówienie</b>		
Rama - przednie koła duże, nieobrotowe	6200/1	6400/1
Rama - z systemem do transportu	6202/1	6402/1
Rama do użytku wewnątrz, z gazową regulacją, wys. min. 25cm	6666/5	6666/5
Rama do użytku wewnątrz - bez gazowej regulacji wysokości	6691/5	6691/5