

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-spacerowy-dla-dzieci-eio-63000000-06-2005-p-5732.html>



## Wózek spacerowy dla dzieci EIO 63000000 06-2005

Numer katalogowy **63000000**

Producent **Meyra**

### Opis produktu

EIO to produkt amerykańskiej firmy Special Tomato. Jest to wózek typu spacerówka o wielu użytecznych i praktycznych funkcjach, dobrej jakości wykonania. Lekka konstrukcja wózka – zaledwie 10 kg – posiada w standardzie:

- wyściełany zagłówek
- obustronna stabilizacja bioder i pleców
- regulacja kąta oparcia od 25 do 75 stopni
- podnóżek i rączka do pchania z regulacją kąta
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona
- zdejmowany daszek z okienkiem i kieszenią
- wyjątkowo duże bezdętkowe koła (23/28cm) zapewniające łatwe manewrowanie i prowadzenie
- obrotowe kółka przednie z blokadą jazdy na wprost przydatną przy jeździe po nierównym podłożu
- łatwy w obsłudze hamulec kół tylnych
- ultralekka rama aluminiowa
- siatka na drobniaki
- praktyczne kieszenie boczne
- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych
- dostępny w jednym kolorze widocznym na zdjęciu

### Dane techniczne:

- maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: 40kg
- szerokość siedziska: 35 cm
- głębokość siedziska 30 cm
- wysokość oparcia 61 cm
- wymiary po rozłożeniu: 61/117/114 cm
- wymiary po złożeniu: 61/94/45,7 cm
- średnica kół: 23 i 28 cm

### Specjalistyczne siedziska

Wózek może zostać opcjonalnie wyposażony w 2 rodzaje siedzisk: anatomiczne i profilowane. Posiadają one profilowania w

---

części biodrowej i plecowej. Wielkość pelot i klinów krokowych zależy od wielkości siedziska. Gładkie, nienasiąkające oraz bakteriostatyczne powierzchnie ułatwiają utrzymanie czystości i podnoszą komfort użytkowania. Siedziska można zamontować również do innych wózków inwalidzkich oraz krzesel pokojowych.

### Siedziska anatomiczne

Występują w 3 rozmiarach i 3 kolorach (wiśniowy, lila, czekoladowy). Można je zamówić jako komplet lub każdą część (biodrową, plecową) osobno.

### Siedziska profilowane

Dostępne w 5 rozmiarach i 2 kolorach (czekoladowy, błękitny). W zestawie są również pasy 5 punktowe w błękitnym lub czekoladowym kolorze.

### CECHY:

- wyścielany zagłówek,
- obustronna stabilizacja bioder i pleców,
- regulacja kąta oparcia od 25° do 75°,
- podnózek i rączka do pchania z regulacją kąta,
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona,
- zdejmowany daszek z okienkiem i kieszenią,
- wyjątkowo duże bezdętowe koła (23/28 cm) zapewniające łatwe manewrowanie i prowadzenie,
- obrotowe kółka przednie z blokadą jazdy na wprost przydatną, przy jeździe po nierównym podłożu,
- łatwy w obsłudze hamulec kół tylnych,
- ultralekka rama aluminiowa,
- siatka na drobniaki,
- praktyczne kieszenie boczne.

### OPCJE:

- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych,
- osłona przeciwdeszczowa,
- barierka zabezpieczająca,
- śpiwór.

Szerokość siedziska (cm)	35	Maksymalna waga użytkownika	40
Głębokość siedziska (cm)	30	(kg)	
Wysokość oparcia (cm)	61	Średnica kół przednie/tylne	23/28
Wymiary po rozłożeniu	61/117/114	(cm)	
szer./głęb./wys. (cm)			
Wymiary po złożeniu	61/94/45,7		
szer./głęb./wys. (cm)			