

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-spacerowy-dla-dzieci-jogger-62000000-p-5733.html>



Wózek spacerowy dla dzieci JOGGER 62000000

Numer katalogowy	62000000
Producent	Meyra

Opis produktu

Jogger to alternatywna propozycja spacerówki dla rodziny chcącej spędzać czas bardzo aktywnie. Ważący jedynie 12kg wózek jest idealnym wyborem dla rodzin lubiących długie spacery przez miasto w parku lub w lesie. Nazwa i wyposażenie wózka jednoznacznie wskazują na możliwość wspólnego biegania, gdyż Jogger gwarantuje komfort i bezpieczeństwo dziecka w każdym terenie. Spacerówkę można złożyć, a po demontażu kół daje się łatwo schować do bagażnika samochodu.

Standardowe wyposażenie:

- 3 koła pneumatyczne 30cm
- blokowane i osłonięte koło przednie
- hamulec tarczowy przedniego koła
- praktyczna amortyzacja kół tylnych
- hamulec postojowy nożny
- regulacja kąta oparcia pleców
- zdejmowany daszek z okienkiem
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona
- rączka z regulacją wysokości
- komfortowa tapicerka
- kółka łatwe do demontażu na czas transportu
- ultralekka aluminiowa rama
- dwustronna tapicerka oparcia (lato-zima)
- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych
- wózek występuje w jednym kolorze stalowo-brązowym widocznym na głównym zdjęciu

Cechy szczególne:

- Rączka z regulacją wysokości
- Małe wymiary po złożeniu
- Amortyzator kół tylnych
- Koła przednie z hamulcem tarczowym
- Hamulec tylnych kół

Dane techniczne:

- maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: 50kg
- szerokość siedziska: 35 cm
- głębokość siedziska 30 cm
- wysokość oparcia 61 cm
- regulacja kąta oparcia w zakresie 100-140 st.
- wymiary po rozłożeniu: 66/110/107 cm
- wymiary po złożeniu: 53/110/83 cm
- średnica kół: 30 cm

Specjalistyczne siedziska

Wózek może zostać opcjonalnie wyposażony w 2 rodzaje siedzisk: anatomiczne i profilowane. Posiadają one profilowania w części biodrowej i plecowej. Wielkość pelot i klinów krokowych zależy od wielkości siedziska. Gładkie, nienasiąkające oraz bakteriostatyczne powierzchnie ułatwiają utrzymanie czystości i podnoszą komfort użytkowania. Siedziska można zamontować również do innych wózków inwalidzkich oraz krzesel pokojowych.

Możliwość dopasowania siedziska anatomicznego

Występują w 3 rozmiarach i 3 kolorach (wiśniowy, lila, czekoladowy). Można je zamówić jako komplet lub każdą część (biodrową, plecową) osobno

Możliwość dopasowania siedziska profilowanego

Dostępne w 5 rozmiarach i 2 kolorach (czekoladowy, błękitny). W zestawie są również pasy 5 punktowe w błękitnym lub czekoladowym kolorze.

CECHY:

- 3 koła pneumatyczne 30 cm,
- blokowane i osłonięte koło przednie,
- hamulec tarczowy przedniego koła,
- praktyczna amortyzacja kół tylnych,
- hamulec postojowy nożny,
- regulacja kąta oparcia pleców,
- zdejmowany daszek z okienkiem,
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona,
- rączka z regulacją wysokości,
- koła łatwe do demontażu na czas transportu,
- ultralekka rama aluminiowa,
- dwustronna tapicerka siedziska (lato-zima).

OPCJE:

- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych,
- zagłówek,
- siatka na zakupy,
- osłona przeciwdeszczowa,
- śpiwór.

Szerokość siedziska (cm)	35	Maksymalna waga użytkownika	50
Głębokość siedziska (cm)	30	(kg)	
Wysokość oparcia (cm)	61	Średnica kół (cm)	30
Kąt oparcia	100-140°		
Wymiary po rozłożeniu szer./głęb./wys. (cm)	66/110/107		
Wymiary po złożeniu szer./głęb./wys. (cm)	53/110/83		