

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-avanti-pro-stab-p-5722.html>

Wózek specjalny AVANTI PRO – STAB



Numer katalogowy **1.735.913**

Producent **Meyra**

Opis produktu

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- regulacja wysokości i kąta siedziska,
- poduszka na siedzisku 3 cm,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- boczki aktywne,
- koła przednie pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- koła tylne pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- podnóżek jednoczęściowy, stały z możliwością regulacji długości podudzia,
- pas podudzia,
- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- 4 kolory ramy: srebrny metalik, mleczny biały, czarny metalik, mokka metalik.

OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż camber),
- podwójny ciąg,
- hamulec jednostronny lub bębnowy,
- zagłówek,
- pas bezpieczeństwa,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywywrotne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny metalik , mleczny biały , mokka metalik , srebrny metalik