

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-avanti-stab-p-5721.html>



## Wózek specjalny AVANTI – STAB

Numer katalogowy **1.736.913**

Producent **Meyra**

### Opis produktu

#### CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- regulacja wysokości i kąta siedziska,
- poduszka na siedzisku 3 cm,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- boczki aktywne,
- koła przednie pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- koła tylne pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości podudzia,
- pas podudzia,
- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- 4 kolory ramy: srebrny metalik, czarny matowy, niebieski ciemny metalik, czerwony jaskrawy.

#### OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż camber),
- podwójny ciąg,
- hamulec jednostronny lub bębnowy,
- zagłówki,
- pas bezpieczeństwa,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywrotność,
- 4 dodatkowe kolory ramy: czerwony metalik z efektem brilliant, biały, mokka metalik, czarny metalik

	<b>Rama krótka</b>	<b>Rama średnia</b>	<b>Rama długa XXL</b>
Szerokość siedziska (cm)	30-36	36-58	36-58
Szerokość wózka (cm)		Szerokość siedziska + 18	
Szerokość po złożeniu (cm)		28	
Głębokość siedziska (cm)	33-38	35-46	48-53
Wysokość siedziska przód (cm)	42,5-49,5	44-56	44-56
Wysokość całkowita (cm)	83	92	92

---

Wysokość oparcia (cm)	34-40	38-44	38-44
Wysokość podłokietników (cm)	16,5-24	20-29	20-29
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	88/66	104/77	112/85
Maksymalna waga użytkownika (kg)		75/135/160	
Minimalna waga wózka (kg)*		12/13/14	
Tylne koła średnica		22"/24"	

\* W zależności od wybranych opcji

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czarny matowy , czerwony jaskrawy , niebieski ciemny metalik , srebrny metalik