

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-d200-30-p-1347.html>

Wózek specjalny D200 30



Numer katalogowy	D200 30
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Aluminiowy wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchylanym oparciem do 30°. Wózek przeznaczony dla osób z niestabilnym tułowiem, szczególnie dedykowany dla pacjentów z paraliżem lub niedowładem cztero- i trzykończynowym, dla osób po udarach. Możliwość doposażenia wózka w wiele opcji dodatkowych pozwala dopasować go do wielu pacjentów nawet tych najbardziej wymagających. Unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne pozwala przy składaniu wózka położyć oparcie na przedniej ramie i w ten sposób zminimalizować wymiary do transportu.

- Przedłużenie oparcia,
- podnóżki typu ORTHO z podparciem pod łydki i regulowanym kątem,
- płyta podnóżka z ustawialnym kątem,
- regulacja napięcia oparcia,
- regulacja wysokości siedziska od podłoża,
- koła tylne z mechanizmem szybkowłącznym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52

Kolor ramy (c): C70 szary

Kolor tapicerki (c): czarny nylon