

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-euro-chair-vario-xxl-stab-1760913-p-5719.html>



Wózek specjalny EURO CHAIR VARIO XXL STAB 1.760.913

Numer katalogowy **1.760.913**

Producent **Meyra**

Opis produktu

CECHY:

- podwójna rama o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka tekstylna,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- regulacja kąta siedziska,
- boczek skośny, odchylany, zdejmowany,
- podnóżek zdejmowany, odchylany, regulacja wysokości,
- koła przednie do wyboru pełne, pompowane,
- koła tylne pełne 24 x 13/8",
- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe,
- kolor ramy srebrny.

OPCJE:

- możliwość wyboru boczka,
- kółka antywywrotne,
- ręczki regulowane na wysokość,
- pas bezpieczeństwa,
- zagłówek,
- uchwyt na kule, łaskę,
- możliwość wzmocnienia wózka do 200 kg.

Szerokość siedziska (cm)	50 53 58 65
Szerokość wózka (cm)	68 71 76 83
Szerokość po złożeniu (cm)	28
Głębokość siedziska (cm)	43/46
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	43-51,5
Długość całkowita (cm)	96
Wysokość oparcia (cm)	42/44
Wysokość podłokietników (cm)	23
Długość z podnóżkiem/bez	maks. 107/maks. 84

Maksymalna waga użytkownika (kg)	160
Minimalna waga wózka (kg)*	16
Tylne koło średnica	24"

podnóżka (cm)

* Wózek w wersji wzmocnionej do 200 kg

** W zależności od wybranych opcji