

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-eurochair-2-hd-p-5720.html>



Wózek specjalny EUROCHAIR 2 HD

Numer katalogowy	2.865
Producent	Meyra

Opis produktu

- Waga użytkownika do 300 kg
- Szerokość siedziska 70, 75 i 80 cm
- Głębokość siedziska 46 i 50 cm
- Kółka przednie 142 i 200mm
- Wzmocnione koła 24" z ciągami stalowymi i ogumieniem pełnym
- Hamulec dociskowy dla użytkownika oraz bębnowy dla opiekuna
- Usztywnienie oparcia pleców sztangą poprzeczną, wzmocniona tapicerka
- Podnóżek odchylany i zdejmowany
- Stopień podnóżka jednoczęściowy z aluminium
- Zdejmowane kółka podporowe

OPCJE:

- Zagłówek
- Pas bezpieczeństwa