

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-multipozycyjny-inovys-2-p-1353.html>



Wózek specjalny multipozycyjny INOVYS 2

Numer katalogowy	INOVYS 2
Producent	Vermeiren

Opis produktu

stotnym elementem w zapewnieniu optymalnej opieki nad pacjentem z porażeniem cztero lub trzy kończynowym jest właściwa pielęgnacja i zapobieganie zmianom skórnyom zwłaszcza odleżynom. W opiece nad pacjentem leżącym ważnym jest zwrócenie szczególnej uwagi na częste zmiany pozycji.

Wózek model **INOVYS 2** pozwala na stałe utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno kąt oparcia jak i siedziska jest w sposób łatwy i płynny regulowany niezależnie. Pozostałe parametry wózka również można dopasować do indywidualnych wymagań pacjenta. Bardzo ciekawy jest zagłówek którego pozycjonowanie jest nieograniczone można go również obracać i przesuwac w pozycji horyzontalnej. Również głębokość siedziska jest regulowana w sposób płynny. Dla osób , które używają wózka w zimie na zewnątrz i jest potrzeba grubiej się ubrać wózek ma w standardzie możliwość poszerzenia siedziska. Wyposażony standardowo w ortopedyczną tapicerkę typu Contur wykonaną z DARTEX-u , która gwarantuje znakomitą stabilizację oraz komfort. Wózek stanowi idealne rozwiązanie dla osób po udarach, po paraliżach cztero kończynowych, trzykończynowych oraz osób cierpiących na SM. Gwarantuje najwyższy komfort oraz bezpieczeństwo.

Standardowo wózek wyposażony w tapicerkę z głębokimi wyprofilowaniami typu Contur- gwarancja prawidłowej stabilizacji tułowia i miednicy oraz wysokiego komfortu. W przypadku kiedy użytkownik będzie korzystał z poduszki przeciwoleżynowej wystarczy ściągnąć z siedziska poduszkę i założyć przeciwoleżynową .

Osoby po paraliżach i niedowładach cztero kończynowych z deformacjami kręgosłupa wymagają specjalnego sprzętu . Prócz możliwości zmiany pozycji siedzenia również potrzebne są systemy stabilizacji, wsparcia i odciążenia kręgosłupa. Oferujemy specjalistyczne oparcia takie jak specjalistyczna orteza tułowia **TARTA** której kształt można modelować w sposób , który najlepiej ustabilizuje tułów oraz odciąży kręgosłup u osób ze skoliozą. Proponujemy również specjalny gorset wykonany w technologii próżniowej **STABILO**. Powierzchnię i kształt takiego gorsetu można dowolnie formować.

Wózek można również doposażyć w różnego rodzaju pasy , kamizelki korekcyjno stabilizujące wykonane z neoprenu **NEOFLEX**. Zastosowanie pasów gwarantuje prawidłową oraz stabilną postawę siedzącą.

Standardowa wersja INOVYS-a:

- Siedzisko typu Contur,
- oparcie typu Contur,
- regulowany zagłówek,
- regulowana objętość zagłówka,
- regulowany płynnie kąt nachylenia oparcia przy pomocy sprężyn hydraulicznych,
- regulowany kąt nachylenia siedziska przy pomocy sprężyn hydraulicznych,

-
- regulowany kąt nachylenia podnóżków,
 - regulowany kąt nachylenia płyty podnóżka,
 - regulowana wysokość rączek do pchania,
 - zabezpieczenia na kolana,
 - regulowana głębokość siedzenia,
 - regulowana szerokość siedzenia,
 - regulowana odległość podnóżków względem siebie,
 - regulowana wysokość podłokietników,
 - możliwość zmiany wysokości siedzenia,
 - koła na szybkozłącza.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor ramy (c): C55 inox , C60 brązowy

Kolor tapicerki (c): szary dartex

Szerokość siedziska: 39 - 44 , 44 - 49 , 50 - 54