

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-multipozycyjny-serenys-p-1355.html>



Wózek specjalny multipozycyjny SERENYS

Numer katalogowy	SERENYS
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Wózek model SERENYS pozwala na ciągłe utrzymywanie idealnej dla pacjenta pozycji siedzącej. Zarówno oparcie jak i siedzisko może być łatwo regulowane niezależnie. Pozostałe parametry wózka również można dopasować do indywidualnych wymagań pacjenta.

Wyposażony standardowo w ortopedyczną tapicerkę wykonaną ze specjalnej gąbki, która dopasowuje się idealnie do ciała co powoduje, że siły rozkładają się równomierniej, chroniąc w ten sposób po części ciało przed powstawaniem odleżyn oraz ze specjalnego materiału obiciowego DARTEX oraz bardzo delikatnego dla ciała ale wytrzymałego. Podłokietniki od wewnętrznej strony są miękko otapicerowane co dodatkowo wpływa na lepszą stabilizację oraz komfort. Wózek stanowi idealne rozwiązanie dla osób po udarach, po paraliżach czterokończynowych, trzykończynowych oraz osób cierpiących na SM. Gwarantuje najwyższy komfort oraz bezpieczeństwo.

- Konstrukcja wózka umożliwia zmianę wysokości siedziska od podłoża.
- Regulowany płynnie kąt oparcia.
- Regulowany płynnie kąt siedziska.
- Podłokietniki zdejmowane z regulacją wysokości,
- Podnóżki z podparciem pod łydki i zabezpieczeniem na kolana dają się regulować w poziomie.
- Regulowany kąt płyty podnóżka.
- Rączki do pchania reguluje się na wysokość.
- Zagłówek ortopedyczny w pełni regulowany doskonale stabilizuje głowę.
- Ortopedyczny zagłówek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 39 , 45 , 51

Kolor ramy (c): C20 niebieski , C29 szary , C41 zielony

Kolor tapicerki (c): szary dartex