

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-pielęgnacyjny-altitude-p-1359.html>



Wózek specjalny pielęgnacyjny ALTITUDE

Numer katalogowy	ALTITUDE
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Bardzo wygodny wózek stabilizujący głowę i plecy. Wyposażony w: komfortową tapicerkę typu soft z DARTEX-u, podnóżki z regulacją kąta nachylenia do poziomu z bocznymi zabezpieczeniami, zagłówek, pasy bezpieczeństwa,

Atutem jest możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia i siedziska. Wszystkich regulacji dokonuje się w sposób płynny za pomocą siłowników hydraulicznych.

Tego typu wózki pielęgnacyjne przeznaczone są dla osób leżących, bardzo wiotkich, których kondycja nie pozwala na korzystanie z klasycznych wózków z odchylanym oparciem, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W standardowej wersji wyposażony jest w stolik drewniany terapeutyczny z półokrągłym wycięciem. Stolik jest odchylany na bok i demontowalny, oraz pasy czteropunktowe i zagłówek. Wózek w standardzie ma możliwość ustawiania różnej wysokości siedziska od podłoża oraz do wyboru trzy rodzaje grubości poduszki siedzenia.

Cztery obrotowe kółka sprawiają, że manewrowanie i prowadzenie w pomieszczeniu odbywa się w łatwy sposób.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 38 , 40 , 42 , 44 , 48

Kolor ramy (c): C29 szary

Kolor tapicerki (c): pomarańczowy dartex , pralinowy dartex , purpurowy dartex , zielony dartex