

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-pielegnacyjny-coraille-p-1357.html>



## Wózek specjalny pielęgnacyjny CORAILLE

Numer katalogowy	<b>CORAILLE</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Bardzo wygodny wózek stabilizujący głowę i plecy na podwoziu transportowym. Wyposażony w: komfortową tapicerkę typu soft z DARTEX-u, podnóżki z regulacją kąta nachylenia do poziomu z bocznymi zabezpieczeniami, zagłówek, pasy bezpieczeństwa,

Atutem jest możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia i siedziska. Wszystkich regulacji dokonuje się w sposób płynny za pomocą siłowników hydraulicznych.

Tego typu wózki pielęgnacyjne przeznaczone są dla osób leżących, bardzo wiotkich, których kondycja nie pozwala na korzystanie z klasycznych wózków z odchylanym oparciem, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W standardowej wersji wyposażony jest w pasy czteropunktowe i zagłówek. Wózek w standardzie ma możliwość ustawiania różnej wysokości siedziska od podłoża oraz do wyboru trzy rodzaje grubości poduszki siedzenia.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor ramy (c):** C29 szary

**Kolor tapicerki (c):** pomarańczowy dartex , pralinowy dartex , purpurowy dartex , zielony dartex

**Szerokość siedziska:** 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 55 , 60