

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-pielęgnacyjny-normandie-z-kołami-p-1361.html>



## Wózek specjalny pielęgnacyjny NORMANDIE z kołami

Numer katalogowy	<b>NORMANDIE z kołami</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Wózek pielęgnacyjny stabilizujący głowę i plecy. Bardzo wygodny dla osób starszych, po paraliżach czterokończynowych, udarach i leżących przebywających w mieszkaniach prywatnych oraz domach pomocy społecznej. Pozwala wygodnie siedzieć oraz zmienić pozycję oparcia przez samego pacjenta.

Dzięki wygodnym wyprofilowanym podłokietnikom (opcja), których położenie jest ustawiane w wielu płaszczyznach, wózek szczególnie sprawdza się dla osób po paraliżach czterokończynowych. Funkcja ta doskonale stabilizuje przedramię oraz ułatwia takim osobom pobieranie krwi do badań. Może służyć jako samodzielne stanowisko do poboru krwi. Po uruchomieniu dźwigni przy siedzisku automatycznie w sposób płynny reguluje się kąt nachylenia oparcia i podparcia pod łydki. Po uruchomieniu dźwigni przy siedzisku automatycznie w sposób płynny reguluje się kąt nachylenia oparcia i podparcia pod łydki. Podłokietniki można opuścić poniżej poziomu siedziska w taki sposób, który ułatwia wsiadanie i zsiadanie z łóżka.

- Regulacja wysokości podłokietników-obniżają się poniżej poziomu siedziska co ułatwia przesiadanie się z łóżka i na łóżko,
- odchylane płynnie oparcie,
- odchylane podparcie pod łydki.
- cztery jezdne kółka,

Wózek na zdjęciu wyposażony w opcję dodatkową - terapeutyczny stolik.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor ramy (c):** C29 szary

**Kolor tapicerki (c):** C32 geriatric , C33 geriatric , C34 geriatric , C35 geriatric , C36 geriatric , C37 geriatric , C38 geriatric , C39 geriatric , C40 geriatric , C41 geriatric