

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-v300-30-p-1348.html>



Wózek specjalny V300 30

Numer katalogowy	V300 30
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Aluminiowy wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchylanym oparciem do 30°. Wózek przeznaczony dla osób z niestabilnym tułowiem, szczególnie dedykowany dla pacjentów z paraliżem lub niedowładem czterokończynowym, trzykończynowym, dla osób po udarach. Możliwość doposażenia wózka w wiele opcji dodatkowych pozwala dopasować go do wielu pacjentów nawet tych najbardziej wymagających. Unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne pozwala przy składaniu wózka położyć oparcie na przedniej ramie i w ten sposób zminimalizować wymiary do transportu. Wózek sam w sobie w wersji podstawowej jest konfigurowalny i umożliwia zmianę wielu parametrów.

- Przedłużenie oparcia,
- podnóżki typu ORTHO z podparciem pod łydki i regulowanym kątem,
- płyta podnóżka z ustawialnym kątem,
- regulacja napięcia oparcia,
- regulacja wysokości siedziska od podłoża,
- zmiana środka ciężkości,
- możliwość zmiany kąta siedzenia,
- koła tylne z mechanizmem szybkozłącznym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 39 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50

Kolor ramy (c): C59 szampański

Kolor tapicerki (c): czarny nylon