

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-vario-stab-p-5718.html>



Wózek specjalny VARIO – STAB

Numer katalogowy **1.750.913**

Producent **Meyra**

Opis produktu

CECHY:

- rama o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka tekstylna,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- regulacja kąta i wysokości siedziska,
- boczki skośne, odchylane, zdejmowane,
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości,
- pas podudzia,
- koła przednie do wyboru pompowane lub pełne, rozmiar do wyboru,
- koła tylne, pompowane lub pełne 24 x 13/8", z możliwością szybkiego demontażu,
- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe,
- kolor ramy srebrny.

OPCJE:

- pas bezpieczeństwa,
- regulacja głębokości oparcia za pomocą rzepów,
- boczki do wyboru,
- możliwość zmiany szerokości siedziska o 3 cm,
- ręczki regulowane na wysokość,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywywrotne,
- zagłówek.

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 50 53
Szerokość wózka (cm)	56 58 61 64 66 68 71
Szerokość po złożeniu (cm)	28
Głębokość siedziska (cm)	40/43/46
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	43-51/39-43 w wersji Hemi
Długość całkowita (cm)	96
Wysokość oparcia (cm)	40/42/44

Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Minimalna waga wózka (kg)*	16
Tylne koło średnica	22"/24"

Wysokość podłokietników (cm) 23
Długość z podnóżkiem (cm) 104

* W zależności od wybranych opcji