

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-x1-stab-3350913-p-5723.html>



## Wózek specjalny X1 STAB 3.350.913

Numer katalogowy **3.350.913**

Producent **Meyra**

### Opis produktu

#### CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- rama standardowa lub kompaktowa (kąta nachylenia podnóżków 77°) do wyboru,
- przednia część ramy zwężana w „V”, dla osób z całkowitym niedowładem kończyn dolnych,
- oparcie pleców z napiętością pasami,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości, wysokości i kąta siedziska,
- możliwość samodzielnej zmiany kąta nachylenia kół tylnych względem podłoża (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe,
- boczki aktywne, stały z wkładką karbonową, w kolorze ramy,
- jednoczęściowy aluminiowy podnóżek z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- 14 kolorów ramy X CHANGE (katalog strona 9).

#### OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu pleców,
- rączki z regulacją wysokości,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówek,
- pas zabezpieczający,
- boczki z podłokietnikiem: stałe lub odchylane,
- kilka rodzajów stopnia podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy,
- śpiwór,
- plecak.