

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-x2-stab-3351913-p-5724.html>



## Wózek specjalny X2 STAB 3.351.913

Numer katalogowy **3.351.913**

Producent **Meyra**

### Opis produktu

#### CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- przednia część ramy prosta dla większej swobody nóg przy wsiadaniu na wózek,
- oparcie pleców z napiętością pasami,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości, wysokości i kąta siedziska,
- możliwość samodzielnej zmiany kąta nachylenia kół tylnych względem podłoża (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe,
- boczki aktywne, stały z wkładką karbonową, w kolorze ramy,
- jednoczęściowy aluminiowy podnóżek z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- 14 kolorów ramy X CHANGE (katalog strona 9).

#### OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu,
- rączki z regulacją wysokości,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówek,
- pas bezpieczeństwa,
- boczki z podłokietnikiem: stałe lub odchylane,
- możliwość adaptacji podnóżka dla osób z krótkim podudziem,
- kilka rodzajów stopnia podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy,
- śpiwór,
- plecak.

Szerokość siedziska (cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Maksymalna waga użytkownika 120 (kg)

Szerokość wózka (cm) 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 Minimalna waga wózka (kg)\* 9,5

---

Szerokość po złożeniu (cm)	30 przy nachyleniu kół tylnych 0,5° 35 przy nachyleniu kół tylnych 3°	Tylne koło średnica	24"/25"
Głębokość siedziska (cm)	32/34/36/38/40/42/44/46/48/50		
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	44-57/39-52,5		
Wysokość całkowita (cm)	80/85/90/95		
Wysokość oparcia (cm)	30-47,5		
Wysokość podłokietników (cm)	15-29		
Długość z podnóżkiem (cm)	95/99		

\* 150 kg przy szerokości 46 cm (w połączeniu z poprzeczną sztangą do pchania wózka kod 814)

\*\* W zależności od wybranych opcji