

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-specjalny-z-dodatkowa-funkcja-toaletowa-9300-p-1356.html>

Wózek specjalny z dodatkową funkcją toaletową 9300



Numer katalogowy	9300
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Wózek sanitarny model 9300 jest konstrukcją , która łączy w sobie dwie funkcje :

1. Funkcję wózka stabilizującego plecy i głowę.
2. Funkcję wózka toaletowego.

- Wyposażony standardowo w bardzo wygodną , komfortową tapicerkę,
- odchylane do 25° oparcie , skonstruowane w sposób umożliwiający samodzielne obsługiwanie przez użytkownika siedzącego na wózku (zarówno rozkładanie oparcia jak również składanie),
- odchylane do poziomu podnóżki z podparciem łydek,
- pojemnik sanitarny pod siedziskiem,
- tapicerowana podłużna zatyczka toaletowa siedziska.
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalne całe oparcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor ramy (c): C29 szary

Kolor tapicerki (c): blue sky