

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-stalowy-reczny-budget-9050-p-5695.html>



## Wózek stalowy ręczny BUDGET 9.050

Numer katalogowy	<b>9.050</b>
Producent	<b>Meyra</b>

### Opis produktu

Wózek stalowy ręczny, składany krzyżakowo. Wytrzymała konstrukcja ramy pozwala na stosowanie wózka indywidualnie, jak również w ośrodkach pomocy i hospicjach.

Pełne ogumienie zapewnia lekkość toczenia wózka, kółka przednie 200x50 ułatwiają pokonywanie przeszkód i nierówności terenu.

Tekstylna tapicerka podnosi komfort użytkowania wózka i jest łatwa w utrzymaniu czystości. Odchylany boczek skośny ułatwia boczne przesiadanie się na wózek i pozwala podejść bliżej stołu czy biurka.

Wózek można doposażyć w biodrowy pas bezpieczeństwa oraz regulowany na wysokość i głębokość zagłówek.

#### CECHY:

- składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej,
- regulacja wysokości siedziska 47, 49 i 51 cm,
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych - opcja dla amputantów,
- tylne koła wypinane - szybkozłączka,
- przednie koła 200 x 50, tylne 24 x 13/8",
- ogumienie pełne lub pompowane,
- miękka tekstylna tapicerka w kolorze czarnym,
- boczek skośny odchylany i zdejmowany,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości podudzia,
- długie rączki,
- pas podudzia,
- hamulec dociskowy,
- oparcie z delikatnym wygięciem,
- naklejki odbłaskowe poprawiające widoczność wózka w ciemności,
- kolor ramy srebrny.

#### Opcje:

- pas bezpieczeństwa.

---

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 51
Szerokość wózka (cm)	56 58 61 64 66 69
Szerokość po złożeniu (cm)	28
Głębokość siedziska (cm)	43
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	47-51/44-49
Długość całkowita (cm)	96
Wysokość oparcia (cm)	42
Wysokość podłokietników (cm)	21,5
Długość z podnóżkiem (cm)	104

Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Minimalna waga wózka (kg)*	18,5
Tylne koło średnica	24"

\* W zależności od wybranych opcji