

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-stalowy-reczny-budget-9050-p-5695.html>



Wózek stalowy ręczny BUDGET 9.050

Numer katalogowy **9.050**

Producent **Meyra**

Opis produktu

Wózek stalowy ręczny, składany krzyżakowo. Wytrzymała konstrukcja ramy pozwala na stosowanie wózka indywidualnie, jak również w ośrodkach pomocy i hospicjach.

Pełne ogumienie zapewnia lekkość toczenia wózka, kółka przednie 200x50 ułatwiają pokonywanie przeszkód i nierówności terenu.

Tekstylna tapicerka podnosi komfort użytkowania wózka i jest łatwa w utrzymaniu czystości. Odchylany boczek skośny ułatwia boczne przesiadanie się na wózek i pozwala podejść bliżej stołu czy biurka.

Wózek można doposażyć w biodrowy pas bezpieczeństwa oraz regulowany na wysokość i głębokość zagłówek.

CECHY:

- składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej,
- regulacja wysokości siedziska 47, 49 i 51 cm,
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych - opcja dla amputantów,
- tylne koła wypinane - szybkozłączka,
- przednie koła 200 x 50, tylne 24 x 13/8",
- ogumienie pełne lub pompowane,
- miękka tekstylna tapicerka w kolorze czarnym,
- boczek skośny odchylany i zdejmowany,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości podudzia,
- długie rączki,
- pas podudzia,
- hamulec dociskowy,
- oparcie z delikatnym wygięciem,
- naklejki odbłaskowe poprawiające widoczność wózka w ciemności,
- kolor ramy srebrny.

Opcje:

- pas bezpieczeństwa.

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 51
Szerokość wózka (cm)	56 58 61 64 66 69
Szerokość po złożeniu (cm)	28
Głębokość siedziska (cm)	43
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	47-51/44-49
Długość całkowita (cm)	96
Wysokość oparcia (cm)	42
Wysokość podłokietników (cm)	21,5
Długość z podnóżkiem (cm)	104

Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Minimalna waga wózka (kg)*	18,5
Tylne koło średnica	24"

* W zależności od wybranych opcji