

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:27

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-standardowy-cruiser-1-rf-1-p-7229.html>

Wózek standardowy Cruiser 1 RF-1

Numer katalogowy

9267

Producent

Rehafund



Opis produktu

Wózek inwalidzi Cruiser 1 posiada standard na wysoki poziom jakości. Projektując ten wózek firma RehaFund miała na celu jedno – poprawienie komfortu codziennego życia osobom z dysfunkcją narządów ruchu.

- przemysłowa konstrukcja, wysoka jakość wykonania i duża funkcjonalność
- dostępny w szerokościach siedzenia: 42cm, 45cm, 48cm, 51cm
- maksymalne bezpieczne obciążenie to aż 125kg
- składana, stabilna rama z podłojnym brzoźnikiem
- wyprofilowany w kształt łopaty kształt koł w tylnych
- łatwy przysiad, komfortowa łopatkierka
- odchylane boczki umożliwiające przemieszczanie się użytkownika
- odchylane i demontowane podłoki z regulacją wysokości
- do każdego wózka dołączony jest zestaw narzędzi (pompa (doła pneumatyczna)
- stabilna hamulca z regulacją docisku
- aluminiowa, lakierowana stal
- kresom na drobnoz

• koła tylne: pełne lub pneumatyczne

Dane techniczne

dostępne szerokości siedziska	42/45/48/51 cm
szerokość zewnętrzna	60/63/65,5/68 cm
waga wózka	18/18,5/19,3/20 kg
maksymalny ciężar użytkownika	125 kg
dostępne koła (tył)	pełne lub pneumatyczne
koła przednie	8"x2"
koła tylne	24"x1 3/8"
Wysokość oparcia	44 cm
Głębokość siedziska	40 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 42 , 45 , 48 , 51

Rodzaj kół: pełne , pneumatyczne