

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-ze-stopow-lekkich-bobby-24-p-1329.html>

## Wózek ze stopów lekkich BOBBY 24



Numer katalogowy	<b>BOBBY 24</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Wykonany z aluminium prosty wózek do samodzielnego poruszania się. Bardzo kompaktowy, łatwy i szybki do składania. Czy to na wakacje samolotem, czy szybko do szpitala Bobby 24 jest odpowiedni. Wymaga niewielkiej konserwacji i jest kompaktowy co bardzo przydaje się do zabrania ze sobą autem. Największym atutem jest waga całego wózka , tylko 13 kg.

- Składane oparcie,
- 24 " - tylne koła,
- miękkie podłokietniki,
- płyta pod stopę z regulacją kąta dodatkowo stabilizuje użytkownika w wózku,
- wsparcie pięty,
- kieszeń na drobne rzeczy pod siedziskiem,
- pas brzuszny,
- kieszeń za oparciem,
- koła tylne na szybkozłączce,
- waga wózka ~13kg.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość siedziska:** 42 , 48