

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-ze-stopow-lekkich-d200-p-1331.html>

## Wózek ze stopów lekkich D200



Numer katalogowy	<b>D200</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Wózek zrobiony jest z aluminium . D200 Został zaprojektowany tak aby gwarantować maksymalną wytrzymałość, duży komfort oraz optymalną ilość parametrów ustawianych pod potrzeby użytkowników w swojej klasie. Wózek posiada koła tylne wypinane na szybkozłączki , wyciągane podnóżki , wyciągane i odchylane podłokietniki za oparcie. A wszystko po to aby po złożeniu zajmował jak najmniej miejsca i można go było przewozić na tylnym siedzeniu auta. Oś koła tylnego osadzona w bloku aluminiowym , który umożliwia zmianę środka ciężkości i np. dopasować dla osoby po amputacji kończyn.

Konstrukcja wózka w całości wykonana z aluminium. Waga całego wózka łącznie z kołami i podłokietnikami i podnóżkami zaczyna się od 14,3 kg ( z kołami DELFI). Ze standardowymi kołami 15,3 kg.

#### Wytrzymałość wózka 130 kg

- koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami,
- możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża,
- możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć,
- możliwość zmiany kąta płyty podnóżka,
- możliwość zaadaptowania wózka dla osób po amputacji kończyn,
- odporny na korozję - wykonany z aluminium.
- podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz.
- podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość siedziska:** 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52

**Kolor ramy (c):** C80 niebieski

**Kolor tapicerki (c):** czarny nylon