

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-ze-stopow-lekkich-dla-dzieci-z-regulowanym-katem-siedziska-sagitta-kids-si-p-1370.html>



Wózek ze stopów lekkich dla dzieci z regulowanym kątem siedziska SAGITTA KIDS SI

Numer katalogowy

SAGITTA KIDS SI

Producent

Vermeiren

Opis produktu

Wózek aktywny dla dzieci Sagitta kids umożliwia samodzielność dziecka poruszającego się na wózku. Dziecko od wczesnych lat przygotowuje się do aktywnego funkcjonowania w przyszłym życiu. Teleskopowa konstrukcja ramy umożliwia zmianę szerokości siedziska w zakresie 24 cm-34cm. Jedyną rzecz jaką należy zakupić to płytę podnóżka oraz tapicerkę. Jednakże jest to koszt niewspółmiernie mały w stosunku do konieczności zakupu całego nowego wózka. Biorąc pod uwagę, że NFZ refunduje wózki dla dzieci raz na 3 lata jest to bardzo istotna korzyść dla rodziców.

Opcjonalnie oferujemy rewelacyjną ortezę tułowia **TARTA®** - znakomita stabilizacja i korekcja wad kręgosłupa.

Drogi rodzicu zadbaj w porę o zdrowy kręgosłup swojego dziecka, stosując ortezę gwarantujesz dziecku zdrowy i prosty kręgosłup.

Dzieciom z deformacjami we wczesnej fazie można przy użyciu ortozy korygować wady.

Osobom z deformacjami utrwalonymi orteza gwarantuje komfort siedzenia oraz chroni przed pogłębianiem się wad.

UWAGA! Każdy wózek dla dzieci powinien być wyposażony w pas stabilizujący miednicę. Jest to podstawowa profilaktyka, która pozwala prawidłowo siedzieć a przede wszystkim stabilizować miednicę. Niestabilna miednica jest przyczyną powstawania skoliozy u dzieci poruszających się przy pomocy wózka.

Na zdjęciu wózek wyposażony w opcję dodatkową: podłokietniki rurkowe.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34

Kolor ramy (c): C20 niebieski , C52 złoty , C53 pomarańczowy , C54 zielony , C55 inox , C56 niebieski , C57 czerwony , C71 niebieski , C72 czerwony , C73 zielony , C76 biały