

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-ze-stopow-lekkich-escape-l-pro-p-1343.html>

Wózek ze stopów lekkich ESCAPE L Pro



Numer katalogowy	ESCAPE L Pro
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Wózek do aktywnej rehabilitacji **dla młodych dynamicznych** osób, szukających sportowych wrażeń. Duże możliwości dopasowania do własnych potrzeb zarówno jeżeli chodzi o konstrukcję wózka jak i o dodatkowe opcje. Konstrukcja wózka wykonana ze stopów lekkich dodatkowo wzmocniona podwójnym krzyżakiem. Cechą charakterystyczną dla ESCAPE L Pro są podnóżki zintegrowane z ramą i zagięte do wewnątrz po to żeby lepiej stabilizować łydki. Takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla wózków sportowych.

Wymagasz wózka do codziennego samodzielnego funkcjonowania, łatwego w obsłudze, lekkiego i wytrzymałego, seria ESCAPE jest właściwym wyborem.

W standardzie:

- Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża.
- Regulacja kąta nachylenia siedziska przez zmianę położenia kół tylnych w pionie.
- Regulacja środka ciężkości poprzez ustawialny adapter osi kół tylnych w poziomie i pionie.
- Oparcie z regulacją napięcia za pomocą taśm VELCRO.
- Koła wyciągane na szybkozłączki.
- Tapicerka wykonana z CORDURY® - bardzo wytrzymały materiał techniczny.
- Praktyczna kieszka na telefon, dokumenty pod siedziskiem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Kolor ramy (c): C69 brązowy, C71 niebieski, C72 czerwony, C73 zielony, C76 biały

Kolor tapicerki (c): czarny nylon