

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-ze-stopow-lekkich-v200-go-p-1333.html>

Wózek ze stopów lekkich V200 GO



Numer katalogowy	V200 GO
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Aluminiowy wózek , na którym można się poczuć jak na wózku aktywnym . Aluminiowy ochraniacz zamiast podłokietnika nie ogranicza dostępu do obręczy napędowych. Można go odchylić za oparcie , co ułatwia przesiadanie się z wózka. Koła przednie 6' poprawiają manewrowalność. Poza tym konstrukcja oferuje wszystkie te zalety , które daje model V200. Możliwość w pewnym zakresie zmiany niektórych parametrów: jak głębokość siedziska, wysokość siedziska od ziemi, wysokość podparcia pod łokieć oraz dla osób , które nie czują się stabilnie można zmienić kąt siedzenia i płyty podnóżka.

V200GO spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu:TUV, CERAH itp.**Wózek jest również certyfikowany pod względem CRASH TESTU i spełnia normę ISO 7176-19.**

Wytrzymałość wózka 130 kg

V200 GO jest konstrukcją, która umożliwia zmianę podstawowych parametrów:

- 4 wysokości siedziska od podłoża,
- 2 głębokości siedziska,
- 5 poziomów nachylenia siedziska,
- umożliwia zmianę środka ciężkości.

Na zdjęciu wózek wyposażony w opcjonalne koła tylne typu VIKING.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 39 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50

Kolor ramy (c): C59 szampański , C60 brązowy , C71 niebieski , C72 czerwony , C73 zielony

Kolor tapicerki (c): czarny nylon