

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-ze-stopow-lekkich-v200-p-1332.html>



Wózek ze stopów lekkich V200

Numer katalogowy	V200
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Bardzo często okazuje się w trakcie używania wózka, że trzeba zmienić pewne parametry żeby bardziej odpowiadał wymaganiom użytkownika, które z różnych przyczyn ulegają modyfikacji. Pacjent staje w takiej sytuacji przed nie lada problemem, męczyć się dalej z wózkiem albo wymienić wózek na nowy spełniający bieżące wymagania. VERMEIREN wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzył model V200, którego konstrukcja umożliwia w pewnym zakresie zmianę parametrów: jak głębokość siedziska, wysokość siedziska od ziemi, wysokość podparcia pod łokieć oraz dla osób, które nie czują się stabilnie można zmienić kąt siedzenia i płyty podnóżka.

VERMEIREN kieruje się myślą przewodnią: wózek musi być spasowany do użytkownika a nie odwrotnie.

Dlatego V200 oprócz technicznej możliwości pewnych korekt, ma dodatkowo budowę modułarną. To znaczy, że jest adaptowalny, posiada dużą liczbę opcji dodatkowych, wszystkie opcje są wzajemnie wymienne. To rezultat naszych ciągłych badań oraz 60 letniego doświadczenia.

Gwarancja jakości. V200 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu: TUV, CERAH itp. Wózek jest również certyfikowany pod względem CRASH TESTU i spełnia normę ISO 7176-19.

- Wytrzymałość wózka 130 kg
- 4 wysokości siedziska od podłoża,
- 2 głębokości siedziska,
- 3 wysokości podparcia pod łokieć,
- 3 głębokości podparcia pod łokieć,
- 5 poziomów nachylenia siedziska.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 39, 42, 44, 46, 48, 50

Kolor ramy (c): C59 szampański, C60 brązowy

Kolor tapicerki (c): czarny nylon