

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-ze-stopow-lekkich-v300-active-p-1341.html>

## Wózek ze stopów lekkich V300 ACTIVE



Numer katalogowy	<b>V300 ACTIVE</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Wózek dla osób , które oczekują czegoś więcej od zwykłego wózka do samodzielnego poruszania się. Jest to konstrukcja krzyżakowa wykonana z aluminium konfigurowalna. Idealny dla osób , które pierwszy raz siadają na wózek o aktywnym zacięciu. V300 Active to trwała i solidna konstrukcja. Bogata gama opcji dodatkowych pozwala dopasować wózek do indywidualnych wymagań użytkownika

Zastosowanie adaptera koła tylnego jak w wózkach aktywnych umożliwia zmianę środka ciężkości w dużym zakresie i w ten sposób polepszyć manewrowalność wózka , poczuć się bardziej swobodnie.

VERMEIREN kieruje się myślą przewodnią : **wózek musi być spasowany do użytkownika a nie odwrotnie.**

- Możliwość zmiany wysokości siedziska,
- możliwość zmiany kąta siedzenia,
- możliwość zmiany środka ciężkości,
- regulacja napięcia oparcia,
- regulowane, demontowalne ręczki do pchania,
- tapicerka wykonana z CORDURY,
- praktyczna kieszka pod siedzeniem.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość siedziska:** 39 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50

**Kolor ramy (c):** C58 niebieski , C59 szampański , C71 niebieski , C72 czerwony , C73 zielony

**Kolor tapicerki (c):** czarny nylon